



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ FAM. ALLIANCE

Рециркулятор «FamAIR»

бактерицидный УФ-обеззараживатель

Производитель: TOO "FAM.Alliance"

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭC N RU Д-KZ.HX37.B.17604/20

Лицензия на фармацевтическую деятельность №18019269 дата выдачи лицензии 18.10.2018 год Приложение 004 от 24.08.2021 на производство медицинских изделий

Разработано и произведено согласно СТ РК ISO 9001-2016 «Система менеджмента

качества»

CT 080840003225-T00-01-2021

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

РК-МИ (МТ) - №023643 от 22.02.2022г

Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR»

Соответствует нормам «Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования (РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЕ)»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30324.0-95 "ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ", ГОСТ IEC 61549-2012 "ЛАМПЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", ГОСТ 20790-93 "ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ", Р 3.5.1904-04 МЗ РФ "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях".

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Снижает уровень инфекционных заболеваний таких как: ОРВИ, грипп, COVID-19, туберкулез.
- Может быть использован для обеззараживания воздуха в присутствии людей.
- Гарантия 1 год, сервисное обслуживание.







Рециркулятор «FamAIR»

бактерицидный УФ-обеззараживатель

Ценовое предложение компании ТОО "FAM.Alliance"

Наименование товара	УФ-лампа Navigator, w	Обслуживаемая площадь, м2	Расчетный объем производитель- ности, м3 за час	Габаритные размеры, см	Базовая цена	Оптовая цена, тенге
Рециркулятор FamAIR Pro15 в металлическом корпусе	15w*1 шт (15w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-35м2/ч	625x12x12	32 000	27 000
Рециркулятор FamAIR Pro30 в металлическом корпусе	15w*2 шт (30w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	625×12 ×12	38 500	33 000
Рециркулятор FamAIR Pro45 в металлическом корпусе	15w*3 шт (45w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×15×15	50 000	42 500
Рециркулятор FamAIR Pro60 в металлическом корпусе	15w*4 шт (60w)	120 - 150м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×15×15	55 500	47 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Pro 15 на колесах	15w*1 шт (15w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-35м2/ч	625×12×12	32 500	28 000
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Pro 30 на колесах	15w*2 шт (30w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	625×12 ×12	39 500	33 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Pro 45 на колесах	15w*3 шт (45w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×15×15	51 000	43 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Pro 60 на колесах	15w*4 шт (60w)	120 - 150м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×15×15	56 500	48 000
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Avto 15	15w*1 шт (15w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	625×120 ×120	39 000	33 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» Avto 30	15w*2 шт (30w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	625x120x120	44 500	38 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +15 настенный	30w*1 шт (30w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	1035×120 ×120	36 000	30 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +30 настенный	30w*2 шт (60w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	1035×120 ×120	44 000	37 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +45 настенный	30w*3 шт (90w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	1035×150 ×150	57 000	48 500

Наименование товара	УФ-лампа Navigator, w	Обслуживаемая площадь, м2	Расчетный объем производитель- ности, м3 за час	Габаритные размеры, см	Базовая цена	Оптовая цена, тенге
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +60 настенный с таймером	30w*4 шт (120w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	1035×150 ×150	64 000	54 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +15 Т настенный с таймером	30w*1 шт (30w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	1035×120 ×120	40 500	34 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +30 Т настенный с таймером	30w*2 шт (60w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	1035×120 ×120	48 000	41 000
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +45 Т настенный с таймером	30w*3 шт (90w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	1035×150 ×150	65 000	55 500
Рециркулятор- облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +60 T настенный с таймером	30w*4 шт (120w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	1035×150 ×150	72 500	62 000
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +15 S настенный с счетчиком наработки лампы	30w*1 шт (30w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	1035×120 ×120	55 000	47 000
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +30 S настенный с счетчиком наработки лампы	30w*2 шт (60w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	1035×120 ×120	62 500	53 500
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +45 S настенный с счетчиком наработки лампы	30w*3 шт (90w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	1035×150 ×150	79 500	68 000
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +60 S настенный с счетчиком наработки лампы	30w*4 шт (120w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	1035×150 ×150	87 000	74 000
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAlR» PRO +15 SP настенный с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления	30w*1 шт (30w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	1035×120 ×120	62 000	52 500
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +30 SP настенный с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления	30w*2 шт (60w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	1035×120 ×120	69 500	59 000
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +45 SP настенный с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления	30w*3 шт (90w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	1035×150 ×150	86 500	73 500
Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» PRO +60 SP настенный с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления	30w*4 шт (120w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	1035×150 ×150	94 000	80 000
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 15 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, настенный на опорных ножках	15w*1 шт (15w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	625×120 ×120	47 500	40 500
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 30 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, настенный на опорных ножках	15w*2 шт (30w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	625×120 ×120	54 500	46 500
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 45 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, настенный на опорных ножках	15w*3 шт (45w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×150 ×150	65 500	56 000

Наименование товара	УФ-лампа Navigator, w	Обслуживаемая площадь, м2	Расчетный объем производитель- ности, м3 за час	Габаритные размеры, см	Базовая цена	Оптовая цена, тенге
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 60 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, настенный на опорных ножках	15w*4 шт (60w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	625×150 ×150	71 500	61 000
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 15 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, на колесах	15w*1 шт (15w)	30 - 60м2	90м3/ч = 30-34м2/ч	625×120 ×120	55 000	47 000
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 30 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, на колесах	15w*2 шт (30w)	60 - 90м2	107м3/ч = 35-40м2/ч	625×120 ×120	62 000	53 000
Рециркулятор-облучатель «FamAlR» Plus 45 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, на колесах	15w*3 шт (45w)	90 - 120м2	150м3/ч = 50-60м2/ч	625×150 ×150	73 500	62 500
Рециркулятор-облучатель «FamAIR» Plus 60 SP с счетчиком наработки лампы и пультом дистанционного управления, на колесах	15w*4 шт (60w)	120 - 150м2	150м3/ч = 60-70м2/ч	625×150 ×150	79 000	67 500
Рециркулятор- облучатель «FamAIR» Max 120 на опорных ножках	15w*8 шт (120w)	200 - 230м3	200м3/ч = 90-120м2/ч		103 000	87 500
Рециркулятор- облучатель «FamAIR» Max 120 на колесох	15w*8 шт (120w)	200 - 230м2	200м3/ч = 90-120м2/ч		103 500	88 500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Эффективность очистки: 95%.
- Тип лампы: Лампа бактерицидная безозоновая УФ ««TIBERA»»254nm /10800h
- Напряжения питания: от сети переменного тока с частотой 50+/-0,5Гц, 220 В (+/-10%).
- Потребляемая мощность: не более 250 Вт.
- Уровень звуковой мощности облучателя: не более 36 дБА
- **Корпус защищен** отражательной пленкой от воздействия УФ лучей.

Производитель: TOO "FAM.Alliance"

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭC N RU Д-KZ.HX37.B.17604/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2020

КРАТКИЙ ОБЗОР:

Рециркулятор воздуха "FamAIR" специально разработан для обеззараживания помещений в присутствии людей.

- Эффективность обеззараживания достигает 99,0%.
- Уничтожает практически все известные на сегодняшний день микробы и вирусы: коронавирус COVID-19, грипп человека A(H1N1), грипп птиц A (H5N2), свиной грипп, туберкулез.
- Снижает уровень инфекционных заболеваний таких как: ОРВИ и грипп.







Данный облучатель может быть использован для обеззараживания воздуха в присутствии людей



Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений.

Это бытовые и жилые помещения, лечебно-профилактические учреждения, санатории, детские сады, школы, парикмахерские залы, косметические и маникюрные кабинеты, а также продовольственные базы, магазины и другие помещения, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей.





У закрытых облучателей (рециркуляторов) облучение производится в ограниченном закрытом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора.

Обеззараживание воздуха УФизлучением входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Антимикробное действие УФизлучения проявляется в деструктивно - модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях.





Адрес:

Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.

Коккайнар, пер. Жангелдина д 14

Телефон: +7 (701) 524 3609

Сайт: fam-alliance.kz

Электронный адрес: 2257554@mail.ru

С уважением, Генеральный директор компании ТОО "FAM. ALLIANCE"

Султанов С.С.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No POCC KZ.HB61.H23034

Срок действия с 22.04.2021

по 21.04.2024

No 0636042

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36B. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Рециркулятор бактерицидный с маркировкой «FamAIR» модель: FamAIR; FamAIR Avto; FamAIR Pro; FamAIR Pro+; FamAIR Plus; FamAIR Max. Серийный выпуск.

код ОК 00.00.00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 30324.0-95 "ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ", ГОСТ IEC 61549-2012 "ЛАМПЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ", ГОСТ 20790-93 "ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ", Р 3.5.1904-04 МЗ РФ "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях"

код ТН ВЭД 8421392009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "FAM.ALLIANCE". Адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, мкр. Коккайнар пер. Жангелдина д 14, телефон: +7 707 663 30 27, адрес электронной почты: fam.alliance@yandex.kz.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Товарищество с ограниченной ответственностью "FAM.ALLIANCE". Адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, мкр. Коккайнар пер. Жангелдина д 14, телефон: +7 707 663 30 27, адрес электронной почты: fam.alliance@yandex.kz.

на основании

Протокол испытаний № 002/N-22/04/21 от 22.04.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации POCC RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

000 «HETA ля сертификатов М.П.

^{дд} Федерация

Схема сертификации: 1с

Руководитель органа

Эксперт

П.Г. Рухлядев

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ:

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "FAM.ALLIANCE"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, 050047, город Алматы, микрорайон Коккайнар, переулок Жангелдина, дом 14, бизнес-идентификационный номер: 080840003225, номер телефона: +77019400450, адрес электронной почты: sales@fam-alliance.kz

в лице Генерального директора Султанова Серика Савитовича

заявляет, что Рециркулятор бактерицидный «FamAIR», модель: FamAIR U-15; FamAIR U-30; FamAIR U-45; FamAIR U-60; FamAIR Avto; FamAIR Pro; FamAIR Pro+; FamAIR Plus; FamAIR Max изготовитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "FAM.ALLIANCE". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Казахстан, 050047, город Алматы, микрорайон Коккайнар, переулок Жангелдина, дом 14. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СПЭ0001634 от 29.12.2020 года, выданного Испытательной Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л» (ИЛ ООО «МИНРУС-Л»), аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ06, сроком действия до 12.06.2023 года, Протокола испытаний № СПЭ0001635 от 29.12.2020 года, выданного Испытательной Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л» (ИЛ ООО «МИНРУС-Л»), аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ06, сроком действия до 12.06.2023 года.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; раздел 5 ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2023 включительно

М. П. Султанов Серик Савитович
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭC N RU Д-KZ.HX37.B.17604/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2020

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сол жағалау, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 (Министірліктер үйі), 5-кіреберіс Номер НИКАД: KZ76VBP00015887



Министерство здравоохранения Республики Казахстан

010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Левый берег, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом Министерств), 5 подъезд

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МИ (МТ) - №023643

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее регистрационное удостоверение выдано:

Информация	Наименование	
Производитель, страна	TOO "FAM. ALLIANCE", Казахстан	
Производственная площадка, страна	TOO "FAM. ALLIANCE", Казахстан	
Уполномоченный представитель производителя	TOO "FAM. ALLIANCE"	

в том, что Рециркулятор-облучатель бактерицидный «FamAIR» в вариантах исполнения

(наименование медицинского изделия)

Класс 1 – с низкой степенью риска

(класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения)

зарегистрирована/о и разрешена/о к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан.

Перечень расходных материалов и комплектующих к медицинскому изделию в приложении к данному регистрационному удостоверению, согласно форме 3 (количество листов 1).

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 22.02.2022г., №№048652 решения

Действительно до: Бессрочно

Дата внесения изменений:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): БАЙСЕРКИН БАУЫРЖАН САТЖАНОВИЧ

